

# Отключение режима сна в Windows-7

Для корректной работы программы Хромос в операционной системе Windows-7 необходимо отключить переход в режим сна.

По умолчанию этот режим включён, и через 30 минут бездействия компьютер переходит в этот режим.

После чего соединением с хроматографом рвётся и соединиться с хроматографом (руки) уже невозможно. Спасает только перезагрузка. Это относится к компьютерам с дополнительной платой расширения COM-портов. Встроенные в материнскую плату COM-порты работают более корректно. Связь с прибором всё равно рвётся, но после просыпания повторно подключиться к прибору всё-таки можно.

## Порядок отключения режима сна

- Пуск
- Панель управления
- Электропитание
- (слева) Настройка перехода в спящий режим
- Переводить компьютер в спящий режим выбираем «Никогда»
- (внизу) «Сохранить изменения»

From:

<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:

[http://kb.has.ru/soft:%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D1%81%D0%BD%D0%B0\\_w7](http://kb.has.ru/soft:%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0_w7)

Last update: 2014/11/14 14:38

